

Jeringas Superplexi

200250.
10 ml. L.L.



200260.
20 ml. L.L.



200270.
30 ml. L.L.



200280.
50 ml. L.L.



Junta de émbolo



Agujas en página 19



200305.
20 ml. L.L.
CON REGULADOR
DE DOSIS



Jeringas Plexi

Lubricante




200570.


Aceite de vaselina para
lubricar las juntas de
émbolo de las jeringas.
Bote de 50 ml.




- 200395. Jeringa Plexi 5 ml. L.L.
- 200400. Jeringa Plexi 10 ml. L.L.
- 200420. Jeringa Plexi 20 ml. L.L.
- 200430. Jeringa Plexi 30 ml. L.L.
- 200450. Jeringa Plexi 50 ml. L.L.



- 200460. Jeringa Plexi 10 ml. L.L. con regulador.
- 200470. Jeringa Plexi 20 ml. L.L. con regulador.
- 200480. Jeringa Plexi 30 ml. L.L. con regulador.
- 200490. Jeringa Plexi 50 ml. L.L. con regulador.



- 200530. Cánula dosificadora L.L. corta.
- 200540. Cánula dosificadora L.L. larga.




200510. Jeringa de plástico de 100 ml. L.L.


Jeringas revólver MATIK

- Mango, eje y dial en Nylon. Cilindro de plástico y cánula metálica.
- Se puede hervir la jeringa entera o esterilizar en autoclave a 120 °
- Dispone de anti-retroceso.

200600. MATIK 10 ml.
 Dosificación regulable de
 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 y 1,25 ml.



200605. MATIK 25 ml.
 Dosificación regulable de
 0,50 - 1 - 1,50 - 2 y 2,50 ml.



Las más ligeras
 del mercado


200610. MATIK 50 ml.
 Dosificación regulable de
 1 - 2 - 3 - 4 y 5 ml.



Jeringas revólver con mango metálico



Despiece en pág. 110



Despiece en pág. 110

200628. JERINGA REVOLVER JG 145 50 ml.
 Dosificación regulable de 1 - 2 - 3 - 4 y 5 ml. Cilindro de plástico rígido graduado.
 Mango, eje y dial de regulación metálicos. Se entrega en estuche de plástico duro.

200630. JERINGA REVOLVER S 1000 50 ml.
 Dosificación regulable de 1 - 2 - 3 - 4 y 5 ml.
 Cilindro de plástico rígido graduado. Mango, eje y dial de regulación metálicos.



200640. JERINGA REVOLVER HAUPTNER 50 ml.

Cilindro de cristal.
 Cuerpo de aluminio. Eje metálico.
 Dosificación regulable de 1 - 2 - 3 - 4 y 5 ml.
 Protección de cilindro de aluminio graduado en escala de 1 ml. en 1 ml.

Detalle del sistema de regulación de dosis



200644. JERINGA REVOLVER HAUPTNER 25 ml.

Dosificación regulable de 0,5 - 1 - 1,5 - 2 y 2,5 ml.
 Cilindro de cristal. Cuerpo de aluminio. Eje metálico.
 Protección de cilindro de aluminio graduado en escala de 0,5 ml en 0,5 ml.